

KIT PRIMEIROS SOCORROS VIATURAS TRANSPORTE DE CRIANÇAS

MALA DE PRIMEIROS SOCORROS



Kit de primeiros socorros para viaturas de transporte de crianças

De acordo com o despacho n. 25 879/2006 de 21 de Dezembro de 2006 da Direcção-Geral de Viação.

Qt. Descr.	REF
1 Rolo de Adesivo 10mx5cm	442-001
40 Pensos Rápidos EE1 19x72mm	183-034
4 Pensos Absorventes EE1-10x10cm	485-501
4 Pensos Absorventes EE1-10x20cm	485-503
4 Pensos Absorventes EE1-15x25cm	485-506
4 Pensos Absorventes EE1-20x20cm	485-507
3 Ligaduras Elásticas 4mx5cm	412-002
3 Ligaduras Elásticas 4mx7cm	412-004
3 Ligaduras Elásticas 4mx10cm	412-006
4 Ligaduras de Crepe 4mx10cm	418-003
3 Lençol de Urgência 210x160cm	471-003
10 Compressas de Gaze EE1-5x5cm	473-017
10 Compressas de Gaze EE1-7,5x7,5cm	473-037
10 Compressas de Gaze EE1-10x10cm	473-072
3 Lig. Triangulares NW 96x96x134cm	4711-002
1 Tesoura Universal	168-009
5 Pares de Luvas Desc. EE1,-Tam.7	140-004
5 Gaze Parafinada EE1-10x10cm	174-006
1 Caixa 40x28x13cm	135-023
1 Manual de Primeiros Socorros	-----

-Todos os componentes incluídos fazem parte do catálogo Medical express, pelo que todos são descritos pormenorizadamente na página da respectiva família de artigo. Deste modo a reposição do conteúdo do Kit pode ser realizada de forma rápida e fácil.

**MALA RESISTENTE
AO CHOQUE!
DE COR VIVA E
CONTRASTANTE!**

**SUPORTE
PARA
APLICAÇÃO
À VIATURA**



Cód.	Descr.	Empac.
4712-015	Kit 1º socorros p/ viaturas de transp. de crianças	Emb. indi.

Sacos de enjojo e dispensador



Evoluido sistema de fecho anti-cheiro.

Cód.	Descr.	Empac.
199-009	Sacos de enjojo	Saco c/ 50 uni.
100-420	Dispensador	Emb. Indi.

aga



ÁGUA OXIGENADA
SORO FISIOLÓGICO
TINTURA DE IODO
TINTURA DE TÍMEROSAL
EOSINA
IODOPOVIDONA DÉRMICA

-Frascos plásticos.
-Tampa de rosca.
-Lote e prazo de validade impressos no frasco.
-Todos os frascos de menor capacidade (20, 30 e 60 ml) contêm dispositivo gota a gota.

Cód.	Descr.	Capac.	Empac.
118-006	Ag. oxigenada 10 Vol.	100 ml	Emb. indi.
118-005	Ag. oxigenada 10 Vol.	250 ml	Emb. indi.
118-003	Soro fisiológico	500 ml	Emb. indi.
118-004	Soro fisiológico	60 ml	Emb. indi.
118-008	Soro fisiológico	20 ml	Emb. indi.
118-007	Tintura de iodo	30 ml	Emb. indi.
118-129	Tintura timerosal	60 ml	Emb. indi.
118-130	Eosina	60 ml	Emb. indi.
118-127	Iodop. Solu. dérmica	500 ml	Emb. indi.
118-100	Iodop. Solu. dérmica	125 ml	Emb. indi.
118-106	Iodop. Solu. dérmica	10 ml	Tab. 24 Uni.

DISPOECH

Sacos de frio/calor INSTANTÂNEO



-De utilização muito fácil, pela simples pressão do saco com as duas mãos.
-De um só uso.
-Instruções de uso no saco.

FRIO

-Atinge temperaturas na ordem dos 10° C negativos.
-Mantém temperaturas negativas durante 30 minutos.



CALOR

-Atinge temperaturas superiores a 56° C.
-Ideal para a redução de hipotermia, dores de estômago, dificuldades circulatórias, reumatismo, etc.

Cód.	Descr.	Empac.
135-021	Saco de frio	Individual
135-022	Saco de calor	Individual

SERVIÇOS TÉCNICOS E COMERCIAIS

Sede :Rua António Lúcio Batista, nº 4 - A Loja - 2600-102 Vila Franca de Xira

Armazém :Qtª S. José dos Quartos - 2600 Castanheira do Ribatejo

Tels :351/263 271 330/331 - Fax :351/263 271 332

Email : seguraxira@seguraxira.pt - www.seguraxira.pt